



VERNAX®-S / VERNAX®-G

Flasche 20 ml Distanzlack silber



Artikelnr.: 46832

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 45 mm

Länge: 90 mm

€ 25,75

Zzgl. MwSt.

Flasche 20 ml Distanzlack silber

VERNAX®-S / VERNAX®-G, Distanzlacke für Stümpfe etc. Gleichmäßiger Film von ca. 8-10 Micron. Unlöslich gegen Isoliermittel und Abdampfen. Schnelltrocknend. Hitzebeständig beim Tiefziehen und Tauchwachsen.