



R-SI-LINE® LIGHT FS

Packung 2 x 50 ml inklusive 12 Mischkanülen LN



Artikelnr.: 46976
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.239 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 101 mm
Länge: 130 mm

€ 51,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche inklusive 12 Mischkanülen LN

Präzisions-Korrekturabformmaterial, schnellhärtend.

- Für zweizeitige Korrekturabformungen
- Für einzeitige Doppelmischtechniken
- Produktfarbe lila
- A-Silikon, VPS
- Stark hydrophil
- Niedrigviskos
- Thixotrop
- Schnellhärtend, fast set (FS)
- Aushärtezeit oral ~ 2 min.