



Peha-soft® nitrile powderfree

Packung 100 Stück puderfrei, blau, S



Artikelnr.: 47015
Hersteller: Paul Hartmann AG
Gewicht: 0.518 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 112 mm
Länge: 227 mm

€ 6,21

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, blau, S

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei, durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen, texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit, hochelastisch und besonders reißfest, hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden, links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.