



## Kunststoffpolierer 9571

Packung 5 Stück gelb, HP, Figur 114, 17 mm, ISO 065



Artikelnr.: 47163

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.026 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 41 mm

**€ 19,00**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 5 Polierer gelb, HP, Figur 114, Kopflänge: 17 mm, ISO 065

3 Stufen Poliersystem. Poliersystem für Prothesen-Kunststoffe.

- 1. Stufe - grün - Vorpolitur
- 2. Stufe - grau - Politur
- 3. Stufe - gelb - Hochglanzpolitur
- Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 5.000 - 7.000 U/min., max. 15.000 U/min.