



Oberkiefermodell E50H-500 AU

Stück E50H-500A



Artikelnr.: 47206

Hersteller: J.Morita Europe GmbH

Gewicht: 0.161 kg

Höhe: 70 mm

Breite: 79 mm

Länge: 105 mm

€ 100,07

Zzgl. MwSt.

Stück E50H-500A

Oberkiefermodell, vollbezahnt mit permanenten Zähnen.

- mit hartem, pinkfarbenen Zahnfleisch
- mit 14 verschraubten Zähnen