

Gelovit 200

Stück



Artikelnr.: 47256

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 26.2 kg

Höhe: 600 mm

Breite: 450 mm

Länge: 700 mm

€ 4.370,21

Zzgl. MwSt.

Stück Dubliergerät

Das *Gelovit 200* ist die konsequente Weiterentwicklung des bewährten Gelovit. Der leistungsstarke Antriebsmotor und die auf die zahntechnischen Anforderungen abgestimmte Steuer-Elektronik zeichnen das Gerät aus.

- Eine übersichtliche Displayanzeige zur Absicherung der Arbeitsqualität informiert über alle relevanten Arbeitsparameter
- Programmierbares, zeitgesteuertes Aufschmelzen des Dubliergels
- Sehr empfindliche Sensoren überwachen alle Temperatur-Parameter