



GC Initial™ MC Shoulder Liquid

Flasche 25 ml Shoulder Liquid



Artikelnr.: 47608

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.056 kg

Höhe: 86 mm

Breite: 34 mm

Länge: 33 mm

€ 12,98

Zzgl. MwSt.

Flasche 25 ml Shoulder Liquid

Um die Verarbeitung von Initial™ MC und Zr-FS Keramikmassen komfortabler zu gestalten ergänzt GC die bestehenden Modellierflüssigkeiten von Initial™ MC und Initial™ ZR-FS um die neue Initial Modellierflüssigkeit Plus. Die optimierten Handlungseigenschaften führen zu höherer Standfestigkeit und längerer Verarbeitungszeit. Die Schrumpfung beim Brand wird weiter reduziert.

- Höhere Standfestigkeit
- Längere Verarbeitungszeit
- Verhindert starkes Schrumpfen der Keramik beim Brand
- Ermöglicht gezielteres Schichten