



sm 2 Wandspender

Stück für 500 ml Flasche



Artikelnr.: 47957

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 0.665 kg

Höhe: 113 mm

Breite: 225 mm

Länge: 310 mm

€ 52,91

Zzgl. MwSt.

Stück Wandspender sm 2 für 500 ml Flasche

sm 2 universal – passend für Flaschen von 500 ml bis 1.000 ml.

sm 2 500 – passend für 500 ml Flaschen. Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen.

- Keine Rückverkeimung und Verdunstung durch einzigartige Pumpenkonstruktion und integrierten Flaschenverschluss
- Gegen Berührung und Kontamination geschütztes Ventil
- Nahezu vollständige Restentleerung des Gebindes durch flexiblen Saugschlauch
- Verstellbarer Dosierhub: 1, 2 oder 3 ml
- Leichte Reinigung durch komplette Zerlegbarkeit des Spenders und der Pumpe
- Einfache Montage
- Auswechselbare Pumpe (auch einzeln nachlieferbar)
- Inklusive Betätigungshebel