



SR Ivocron®

Flasche 5 g Paste opaquer 11



Artikelnr.: 48148

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 66 mm

Breite: 32 mm

Länge: 37 mm

€ 18,89

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 g Paste opaquer 11

SR Ivocron® ist ein hochwertiges PMMA-Verblendmaterial für die Kronen-, Brücken- und Provisorientechnik. Es ist nach den 20 Farben des Chromascop-Schlüssels eingefärbt und weist eine natürlich wirkende Farbgebung auf. SR Ivocron® passt ideal zu allen Ivoclar Vivadent-Produkten im Chromascop-Farbsystem. Die individuelle Wahl der Arbeitstechnik ermöglicht sowohl eine naturgetreue Anfertigung von Kunststoffverblendungen (Hot/Press-Technik) als auch die Anfertigung von Langzeitprovisorien und die Befestigung von Prothesenzähnen (Cold-Technik). Optimal für eine langlebige, qualitativ hochwertige Verblendung ist die Kombination zwischen dem Verbundsystem SR Link und dem Verblendmaterial SR Ivocron®.