



GC Initial™ TI

Dose 20g Pulver opaque OP-A3,5



Artikelnr.: 48265
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.048 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 39 mm
Länge: 39 mm

€ 33,74

Zzgl. MwSt.

Dose 20g Pulver opaque OP-A3,5

Auf alle titanbasierenden Materialien eingestellt. Optimale Haftung an Titanstrukturen. Brenntemperatur 780 °C.