



## MOLDASYNT®

Beutel 4,5 kg Superhartgips hellbraun



Artikelnr.: 48478  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 4.537 kg  
Höhe: 278 mm  
Breite: 161 mm  
Länge: 400 mm

**€ 18,26**

Zzgl. MwSt.

**Beutel 4,5 kg Superhartgips hellbraun**

Synthetischer Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von: Meistermodellen in der K + B Technik, Arbeitsmodellen in der partiellen Prothetik, Modellsocken, Gegenbißmodelle, hohe Detailgenauigkeit, hervorragende Dimensionsstabilität, ausgezeichnete Kantenstabilität und Härte, hohe Abrasions- und Bruchfestigkeit, sehr gute Verträglichkeit mit gängigen Abformmassen inkl. Hydrokolloide, vielseitig und wirtschaftlich bei hoher Qualität.