



R-SI-LINE® HEAVY KINGSIZE

Packung 2 x 75 ml inklusive 12 Mischkanülen SXN



Artikelnr.: 48523
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.382 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 104 mm
Länge: 174 mm

€ 55,48

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 75 ml Doppelkartuschen inklusive 12 Mischkanülen SXN

Basis-Präzisionsabformmaterial.

- Produktfarbe grün
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Einzeitige Doppelmischtechnik
- Aushärtezeit oral ~ 3 min.
- Mittel- bis hochviskos
- Thixotrop und super hydrophil (SH)