



ARROW TRAXX®

Dose 200 g



Artikelnr.: 48830
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.28 kg
Höhe: 103 mm
Breite: 71 mm
Länge: 75 mm

€ 67,13

Zzgl. MwSt.

Dose 200 g Composit

Lichthärtbares Modell-Composit.

- Lichthärtbar
- Zur Erstellung von Positionierungsstopps auf konfektionierten Abformlöffeln
- Zur Verlängerung bzw. Abdämmung von konfektionierten Abformlöffeln
- Zur Modellation von Bißwällen
- für eine vorübergehende, provisorische Umarbeitung von Prothesen im Rahmen von Extraktionen
- Für eine intraorale Bißlage-Verschlüsselung/Unterkiefer-Positions-Fixierung bei prothetischen/funktionsanalytischen/therapeutischen Maßnahmen
- Für eine interdentale Stabilisierung und Verblockung bei chirurgischen Eingriffen
- Für eine intraorale Fixierung von zur Einprobe positionierten Kronen oder Implantat-Abutments zur Optimierung der Überabformung
- Für eine Verstärkung von provisorischen Composit-Brücken
- Für eine provisorische Verschließung bei endodontischen Behandlungen
- Unerläßlicher Bestandteil des Behandlungskonzepts nach Prof. Gutowski
- Empfohlene Lichtkastenlampe = Radium Ralutec 9 W/71