



## picodent® esthetic-gum

Set 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

---



Artikelnr.: 48888  
Hersteller: Picodent GmbH  
Gewicht: 0.236 kg  
Höhe: 73 mm  
Breite: 94 mm  
Länge: 135 mm

**€ 55,76**

*Zzgl. MwSt.*

---

Set 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

Zur Anfertigung von durchsichtigen Vorwällen für die Verarbeitung von lichtpolymerisierenden Materialien.

- Shore Härte A: 75
- Verarbeitungszeit: 90 Sekunden
- Abbindezeit: 2 - 3 Minuten
- Farbe: transparent