




HM Finierer FG 7408

Packung 5 Stück Eiförmig, FG, 3,6 mm, ISO 023



Artikelnr.: 48956
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.007 kg

€ 34,59

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer Eiförmig, FG, Kopflänge: 3,6 mm, ISO 023

Abschluss. Okklusales und linguales Finieren - Eiförmig.

Zum Konturieren oder Gestalten der Anatomie an Okklusalfächen im Seitenzahnbereich. Auch geeignet zum Glätten und Formen von Lingualflächen im Frontzahnbereich. Erhältlich in Konfigurationen mit 12 und 30 Schneiden.