



# TICKOPUR RW 77

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 49186  
Hersteller: BANDELIN electronic GmbH  
Gewicht: 1.141 kg  
Höhe: 241 mm  
Breite: 93 mm  
Länge: 93 mm

**€ 24,26**

*Zzgl. MwSt.*

## Flasche 1 Liter

Spezial-Reiniger mit Ammoniak

Zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen- und Werkzeugteilen aus Metall (mit leicht entoxidierender Wirkung auf Bunt- und Edelmetall) Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi und Leiterplatten im Servicebereich, in Handwerk, Industrie und Laboratorien.

*TICKOPUR RW 77* ist speziell für die Reinigung in SONOREX-Ultraschallgeräten, aber auch zur Tauch- und Wischreinigung einzusetzen. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.

*TICKOPUR RW 77* entfernt:

Verharzungen, Ruß, Pigmente, Schleif-, Polier und Läpprückstände, Fette, Öle, Wachse, Farbschleier, Flussmittel etc.

von

Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten im Service-Bereich, Uhren, Prüfsieben, Münzen etc.

Eigenschaften

- Flüssig
- Konzentrat
- Für die Ultraschallanwendung
- pH 9,9 bei 1 %
- Emulgierend
- Phosphatfrei
- Biologisch abbaubar

Anwendungskonzentration

Anwendung mit Ultraschall

Dosierung: 5 %

Beschallungszeit: 1 – 10 Minuten

Temperatur: 20 – 80 °C

Materialverträglichkeit

*TICKOPUR RW 77* besitzt eine hohe Materialverträglichkeit. Alkaliempfindliche Materialien können angegriffen werden, die Reinigungszeit auf ein Minimum beschränken.

Vorversuche zur Beständigkeit empfindlicher Teile sind empfehlenswert.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.