



## ID 213 Instrumenten-Desinfektion

Flasche 2,5 Liter



Artikelnr.: 49308  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 2.718 kg  
Höhe: 298 mm  
Breite: 157 mm  
Länge: 101 mm

**€ 50,16**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 2,5 Liter

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von allgemeinen, chirurgischen und rotierenden Instrumenten mit breitem Wirkungsspektrum.

- Besonders wirtschaftlich durch lange Standzeit von 14 Tagen
- Gute Materialverträglichkeit durch Korrosionsinhibitoren
- Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid im Ultraschallgerät, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren), Noroviren, Polyomaviren SV40
- VAH-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste. Geprüft unter hoher organischer Belastung gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 sowie DVV/RKI-Leitlinie