



S4 suhy

Packung 3 x 50 ml Doppelkartusche, 18 Mischkanülen gelb, 10 Intraoraltips gelb



Artikelnr.: 49365

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 0.334 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 98 mm

Länge: 129 mm

€ 71,92

Zzgl. MwSt.

Packung 3 x 50 ml Doppelkartusche, 18 Mischkanülen gelb, 10 Intraoraltips gelb

Additionsvernetzendes, extrem feinfließendes Korrekturabformmaterial mit superhydrophilen Eigenschaften für alle Abformtechniken. Im feuchten Umfeld einer dentalen Abformung entwickelt das Material aufgrund unübertroffener Fließ- und Abformeigenschaften eine ausgeprägte Affinität zu den benetzten Flächen von Schleimhaut und Zähnen. Unter Vermeidung von Lufteinschlüssen fließt es an alle kritischen Stellen und reproduziert auch die feinsten Konturen. Restflüssigkeiten werden durch den Kompressionsdruck sowie die superhydrophilen Eigenschaften ausgeschwemmt. Die thixotrope Einstellung verhindert das unbeabsichtigte Abfließen des bereits applizierten Materials von der Präparation.