



Waxlectric light Halterset

Stück



Artikelnr.: 49413
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 109 mm
Länge: 154 mm

€ 48,48

Zzgl. MwSt.

Stück Halterset

Halterset zur Ergänzung von Waxlectric light I und II.

Vorteile

- Schneller Zugriff auf bis zu 6 Modellierspitzen
- Saubere Aufbewahrung der Handstücke
- Leichte Reinigung der abnehmbaren, dampfstrahlresistenten Einzelteile