



KKD® QUICK-CLEANER

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 49612

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 1.074 kg

Höhe: 273 mm

Breite: 81 mm

Länge: 81 mm

€ 33,26

Zzgl. MwSt.

KKD® QUICK-CLEANER

KKD Quick-Cleaner im Ultraschall und Quick-Magic-Cleaner.
Nach dem Löten werden Flussmittel und Oxidrisichter mit
Zahnstein auf Spangen und Prothesen wird in kurzer Zeit
anschließend Gegenstände unter fließendem Wasser abspülen
Naturgips, Einbettmassen und Alginate werden von KKD Quick-Cleaner

Oberflächenreinigung:

KKD Quick-Cleaner entfernt Gips, Kalk und andere Verschmutzungen
fliesen, Nirosstaoberflächen, Trimmern, Gipsabscheidern, Kunststoff
Sanitärbereich.

Dosierung zum Entkalken und Prothesenreinigen:

Mischungsverhältnis 1:10/20 mit Wasser verdünnen je nach
Dampfstrahlgeräte (Düse vorher abschrauben)
Ausbrühergeräte (in kaltem Zustand reinigen)
Wasserboiler

KKD-Quick-Cleaner ist frei von Phosphor und Salzsäure

Produktzusammensetzung: Mineralsäure, Tenside, Tenside mit
je 100mg biologisch abbaubar. Die Säuren neutralisieren sich
im Abwasser. Hergestellt in der BRD. Nicht für Männer geeignet.
Nicht mit anderen Chemikalien mischen. USA 318818

KKD® KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH - Geschäftsbereich
Telefon: +49 - 7961 - 90 73-0 - Fax: +49 - 7961 - 1 32 2 10 0

Flasche 1 Liter

Reinigt z. B. Zahnstein von Zahnspangen und Prothesen. Für das Ultraschallbad oder die Quick Reinigung geeignet.