



GC Fuji Varnish

Flasche 10,4 ml



Artikelnr.: 49651

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 45 mm

Länge: 46 mm

€ 19,06

Zzgl. MwSt.

Flasche 10,4 ml Fuji Varnish

Zur Oberflächenversiegelung oder als Feuchtigkeitsschutz für alle Glasionomerezemente.

Vorzüge

- Hohe Fließfähigkeit
- Einfache Applikation
- Trocknen mit Luft
- Glatte Füllungsflächen