



Müller-Omicron Intraoraltip gelb

Packung 96 Stück



Artikelnr.: 49834

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.009 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 84 mm

Länge: 123 mm

€ 30,53

Zzgl. MwSt.

Packung 96 Intraoraltips

Intraoraltips für Aqium 3D LIGHT, Aqium 3D MEDIUM, betasil VARIO LIGHT FAST, betasil VARIO MEDIUM.

Verwendbar nur für die 50 ml Kartuschen.