



betasil® VARIO MEDIUM

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips rosa



Artikelnr.: 49840

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.27 kg

Höhe: 118 mm

Breite: 59 mm

Länge: 133 mm

€ 31,09

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips rosa

Mittelfließendes additionsvernetzendes Silikon. Eine gute Hydrophilie und hohe Thixotropie bewirken ein optimales Anfließen und exakte Detailwiedergabe im feuchten Mundmilieu.

- Verarbeitungszeit: variabel bis 2 Min
- Mundverweildauer: 2 Min
- Mintaroma
- Abformtechnik: Doppelmischtechnik (einzeitig), Monophasenabformung, Korrekturabformung (zweizeitig)
- Farbe: flieder