



Wachslotchretentionen

Packung 25 Stück rot, LR II, Standard



Artikelnr.: 49950

Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 45 mm

Länge: 140 mm

€ 20,99

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Retentionen rot, LR II, Standard

Breites Spektrum an unterschiedlichen Formen. Ausgezeichnete Adaptierfähigkeit. Hervorragendes Klebeverhalten, verbrennt rückstandsfrei. Lochretentionen für UK, versetzt, Länge 130 mm, Breite 7 mm.