



## VICRYL™ RAPIDE

Packung 12 Stück ungefärbt, 45 cm, J1, USP 4-0, Stärke 1,5



Artikelnr.: 49994

Hersteller: Ethicon Johnson & Johnson

Gewicht: 0.072 kg

Höhe: 73 mm

Breite: 65 mm

Länge: 147 mm

**€ 48,30**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Folien ungefärbt, 45 cm, J1, USP 4-0, Stärke 1,5

VICRYL™ RAPIDE (Polyglactin 910) ist ein synthetisches, resorbierbares Nahtmaterial mit einer polyfilen Struktur und einer beschichteten Oberfläche. Der Faden zeichnet sich durch eine kurze Resorptionszeit aus.