



Rolloblast

Kanister 5 kg 100 µm



Artikelnr.: 50097
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 5.1 kg
Höhe: 230 mm
Breite: 140 mm
Länge: 120 mm

€ 24,59

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 kg 100 µm

Nicht abrasive Glasperlen zum Glätten und Verdichten der Oberfläche.

Vorteile

- Garantiert seidenmatte Oberfläche ohne Lichtreflexion
- Zur Feinstoberflächenbehandlung von Edelmetallen und NEM-Legierungen
- Keine Silikosegefahr

Funktion & Leistung

- Oberflächenverdichtung und seidenmatter Hochglanz auf Kauflächen, in Sekundärteilen oder Kroneninnenflächen
- Prothesenreinigung (Gips / Zahnstein)
- Ausbettung (Presskeramik / Inlays)