



Carver

Stück Tanner 3, Edelstahlgriff



Artikelnr.: 50167
Hersteller: Young Microbrush
Gewicht: 0.028 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 6 mm
Länge: 92 mm

€ 44,63

Zzgl. MwSt.

Stück Carver Tanner 3, Edelstahlgriff

Gestaltet zum Formen anatomischer Besonderheiten und zum Trimmen überschüssigen Materials. Unsere Talon Tough Stahlspitzen sind zuverlässig und haltbar.