



HELIX Testsystem

Set



Artikelnr.: 50180

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.153 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 111 mm

Länge: 134 mm

€ 125,58

Zzgl. MwSt.

Set 1 Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen

Prüfsystem nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung der Funktion des fraktionierten Vorvakuum eines Klasse B Autoklaven. Nach 250 Tests ist die Helix verbraucht.