



HM-Fräser Schliff 60

Stück Einfachverzahnung, gelb superfein, HP, Figur 274, 3,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 50260
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 10,08

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Einfachverzahnung, gelb superfein, HP, Figur 274, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

Glattes Schliffbild auf allen Legierungen und Compositen, reduziert die Nacharbeit. Bei Prothesen besonders zur Gestaltung der Papillen geeignet.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.