



Vitique Silane

Packung 3 ml Adhesive, 3 ml Activator, 50 Single-use brushes, 1 Brushholder



Artikelnr.: 50278

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.054 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 96 mm

Länge: 122 mm

€ 56,61

Zzgl. MwSt.

Packung 3 ml Adhesive, 3 ml Activator, 50 Single-use brushes, 1 Brushholder

Das neue Silane ist optimal zur Vorbehandlung keramischer Restaurationen. Es besteht aus einem Haftsilan und einem Aktivator. Beide Komponenten werden direkt vor der Anwendung im Verhältnis 1:1 gemischt. Die dadurch entstandene "frische" Mischung sorgt für zuverlässige Haftwerte.

Anwendungsgebiet

Konditionierung silikatischer Keramikoberflächen.

Vorteile

- Zuverlässiger Haftverbund
- Mischungsverhältnis 1:1
- Für jede Anwendung eine frische Mischung aufgrund der zwei Komponenten