



## Dubliplast®

Eimer 5 kg transparent violett



Artikelnr.: 50305

Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG

Gewicht: 5.4 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 220 mm

Länge: 195 mm

**€ 161,64**

*Zzgl. MwSt.*

Eimer 5 kg transparent violett

Universelles Qualitäts-Dubliergel für Gips und Einbettmassen.

- Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
- Modelle lassen sich leicht aus der Dubliermasse lösen
- Maximal 15-mal aufschmelzbar

Anwendungsbereich

- Modellgusstechnik
- Kunststoffgießtechnik
- Gipsdublierungen