



Manufix® Sensitive

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, XS



Artikelnr.: 50350
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.591 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 127 mm
Länge: 246 mm

€ 5,34

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, weiß, XS

Innenbeschichteter Qualitäts-Untersuchungshandschuh aus hochelastischem Naturlatex.

- Unsteril
- Puderfrei
- Thiuramfrei
- In weiß
- Sicherer Griff durch mikrorauhe Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
- Synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Entspricht DIN EN 455
- Getestet nach ASTM F 1671-07 (Virale Penetration) und EN 374
- Schützend als Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat. III
- Auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet
- Auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet

Warnhinweis: Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.