



thermodent® alka clean

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 50518
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH
Gewicht: 5.852 kg
Höhe: 218 mm
Breite: 140 mm
Länge: 243 mm

€ 25,13

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Maschineller Reiniger für zahnmedizinische Instrumente, mikrochirurgische und MIC-Instrumente sowie medizinisches Zubehör.

- Besonders gute Reinigungsleistung
- Materialschonend
- Für den Einsatz im zahnmedizinischen Bereich