



STERILIT® Ölspray

Dose 300 ml Ölspray



Artikelnr.: 50543
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.234 kg
Höhe: 226 mm
Breite: 55 mm
Länge: 57 mm

€ 8,60

Zzgl. MwSt.

Dose 300 ml Ölspray

- Verringert Reibung und schützt gegen Reibkorrosion
- Gewährleistet gute Gleit- und Schmiereigenschaften
- Physiologische Unbedenklichkeit geprüft nach ISO 10993
- Berücksichtigt Umweltaspekte (FCKW-frei)
- Geeignet für Dampfsterilisationsverfahren nach ISO 13683 und Heißluftsterilisation bis maximal 180 °C

Sterilisierbarkeit

Durch eine spezielle Rezeptur ist gewährleistet, dass auch in schwer zugänglichen Stellen der Wasserdampf während des Sterilisiervorganges den Ölfilm durchdringt.