



JESCO®-Form Abdrucklöffel

Stück UK Gr. UB1, perforiert



Artikelnr.: 50713
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 113 mm
Länge: 116 mm

€ 17,84

Zzgl. MwSt.

Stück Abdrucklöffel UK Größe UB1, perforiert

Abdrucklöffel in gelochter Ausführung. Bei Verwendung plastischer bzw. elastischer Abdruckmassen gibt das Durchdringen der Materialien durch die Löffel den erforderlichen Halt für einen guten Abdruck. Die Abdrucklöffel bestehen aus nichtrostendem 18/8 Stahl.

- UB=bezahnter Unterkiefer
- UU=unbezahnter Unterkiefer
- UP=partiell bezahnter Unterkiefer
- OB=bezahnter Oberkiefer
- OU=unbezahnter Oberkiefer
- OP=partiell bezahnter Oberkiefer