



Paradontometer nach Williams-Fox

Stück 165 mm, Rundgriff, gewinkelt, doppelendig (Skalierung 1-1-1-2-2-1-1-1 mm, 1-2-2-1-1-1 mm)



Artikelnr.: 50790
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.051 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 55 mm
Länge: 211 mm

€ 26,82

Zzgl. MwSt.

Stück Paradontometer 165 mm, Rundgriff, gewinkelt, doppelendig (Skalierung 1-1-1-2-2-1-1-1 mm, 1-2-2-1-1-1 mm)

Farbcodierungssystem: Titan-Nitrid beschichtet.

- Genaue Markierung und Glättung
- Kein Abrieb
- Sterilisierbar