



## FotoSan 630

Packung 10 Einwegschutzhülsen



Artikelnr.: 51491  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.028 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 74 mm  
Länge: 172 mm

**€ 9,67**

*Zzgl. MwSt.*

### **Packung** 10 Einwegschutzhülsen

Bakterienreduktion in der Parodontologie effizient und preiswert mit lichtaktivierter Desinfektion. Die Wirkungsweise von *FotoSan 630* ist einfach, effektiv und vor allem zuverlässig: eine photoaktive Substanz (Photosensitizer) auf Basis des Farbstoffes Toluidinblau wird mit dem *FotoSan 630* LED-Licht bestrahlt und nimmt Energie auf. Diese Energie spaltet Sauerstoff in Radikale und versetzt ihn dadurch in die Lage, Zellwände von Bakterien selektiv zu zerstören. Das Verfahren ist völlig schmerzfrei. Es findet vor allem in der Endodontie, der Parodontologie und bei der Behandlung von Caries profunda Anwendung.