



## Diamantschleifer 465

Packung 5 Stück FG, Figur 465, 5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 51570

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 99 mm

**€ 21,74**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer FG, Figur 465, Kopflänge: 5 mm, ISO 016

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.