



DIRECTA Kronen™

Packung 5 Stück opak 50



Artikelnr.: 51629

Hersteller: Directa AB

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 30 mm

Länge: 47 mm

€ 8,16

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronen opak 50

Temporärkronen aus Polycarbonat, einem harten, biokompatiblen Material, widerstandsfähig im Mund, ermöglicht ein risikofreies Einschleifen ohne Bruchgefahr. Die einzigartige Directa-Formleiste ermöglicht einfache Handhabung, Selektierung und Entnahme auch bei sehr kleinen Kronen.