



TICKOPUR R 33

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 51790
Hersteller: BANDELIN electronic GmbH
Gewicht: 1.245 kg
Höhe: 241 mm
Breite: 93 mm
Länge: 93 mm

€ 19,19

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Universal-Reiniger – EXAM-begutachtet

Zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Teilen in Industrie, Handwerk, Laboratorien und zur Reinigung von stark verschmutzten Atemschutzmasken und Arbeitsschutzzubehör.

TICKOPUR R 33 ist speziell für die Reinigung in SONOREX-Ultraschallgeräten, aber auch zur Tauch-, Wisch und Hochdruckreinigung einzusetzen. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.

TICKOPUR R 33 entfernt:

allgemeine Verschmutzungen, Schleif, Polier und Läpprückstände, öl- und fettartige Rückstände, Ruß, Tinte etc. von

Metall, auch Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Fenster, Brillen, E-Filter, Atemschutzmasken etc.

Eigenschaften

- Flüssig
- Hochkonzentriert
- Für die Ultraschallanwendung
- pH 9,9 bei 1%
- Mit Korrosionsschutz
- EXAM-Gutachten für die Ultraschallanwendung
- Biologisch abbaubar

Anwendungskonzentration

Anwendung mit Ultraschall

Dosierung: 3 – 5 %

Beschallungszeit: 1 – 10 Minuten

Temperatur: 20 – 80 °C

Materialverträglichkeit

TICKOPUR R 33 hat eine hohe Materialverträglichkeit. Teile aus Zinn und Zink können angegriffen werden.

Die Materialverträglichkeit von *TICKOPUR R 33* im Ultraschallbad auf Atemanschlüsse der MSA Auer GmbH ist durch ein Gutachten der EXAM Fachstelle für Atemschutz bestätigt worden.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.