

# Timobil Absaugtisch

Stück



Artikelnr.: 51904

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 10 kg

**€ 4.060,17**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Absauggerät

Das Timobil ist ein mobiles Absauggerät zum Einsatz in der Praxis und im Labor. Durch vier Gelenkrollen ist dieses Gerät spielend leicht fahrbar. Die elektrische Zuleitung ist durch eine Kabelaufrollautomatik im Gerät integriert. Als Ausstattung besitzt das Timobil einen robusten Handstückmotor. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 1.000 – 40.000 U/min. und ist durch das Fußpedal stufenlos regelbar. Durch Drehen der Griffhülse bis zur Arretierung wird die Spannzange geöffnet und geschlossen. Das Gerät ist ausgestattet mit einem Überlastschutz. Das Timobil ist ein standortunabhängiges Absauggerät mit integriertem Handstück für die Praxis und das Labor. Es dient speziell zum Be- und Einschleifen von zahntechnischen Arbeiten am Behandlungsstuhl.