



VITA VM® CC classical A1-D4®

Flasche 30 g base dentine A2



Artikelnr.: 51978
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 95 mm
Breite: 37 mm
Länge: 37 mm

€ 19,41

Zzgl. MwSt.

Flasche 30 g base dentine A2

VITA VM® CC ist ein füllstofffreies Kaltpolymerisat. Es ist das ideale Material zur extraoralen Herstellung von provisorischen Versorgungen. VITA VM® CC zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften aus. Besonders das sehr gute Anmischverhalten und die die erstklassige Fließfähigkeit erleichtern die Verarbeitung. Durch die leichte Polierbarkeit und die homogene Materialstruktur sind Plaqueakkumulationen stark eingeschränkt. Die glatte Oberfläche des Provisoriums vermittelt dem Patienten ein angenehmes Gefühl und bietet einen hohen Tragekomfort.

Vorteile

- Erstklassiges Fließverhalten
- Sehr gutes Anmischverhalten
- Leichte Polierbarkeit

- Farbstabiler als vergleichbare Systeme
- Sehr gute Materialstabilität und geringere Bruchgefahr durch die ideale Abstimmung von Biegefestigkeit und Elastizitätsmodul

Weitere Sortimente nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.