



## Einhängewanne KW 5 m.Deckel St

Stück mit Deckel KW3, Kunststoff



Artikelnr.: 51994

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.256 kg

Höhe: 103 mm

Breite: 170 mm

Länge: 246 mm

**€ 80,18**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Wanne mit Deckel KW3, Kunststoff

Zubehör für SONOREX Geräte RK 100/H, RK 102 H, RK 103 H, DT 100/H, DT 102 H/H-RC, DT 103 H, DL 102 H. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Eihängewannen aus Kunststoff mit Deckel an. Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.