



Cool Diamanten CD39

Packung 6 Stück mittel, FG, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 52031

Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.003 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 20 mm

Länge: 23 mm

€ 46,49

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Schleifer mittel, FG, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

Die Oberfläche der COOL-DIAMANT-Schleifer ist durch asymmetrisch sich kreuzende Kanäle unterbrochen. Diese diamantierten Kanäle können zum einen eine erhöhte Menge Kühlflüssigkeit transportieren und unterbrechen zum anderen den Schleifvorgang bis zu 7 mal bei jeder Umdrehung des Schleifers. Beides fördert einen kühlen Schliff.

Funktions- und formkongruente Instrumente in drei Körnungen für präzise aufeinander abgestimmte Präparationsschritte.

- grün - grob - Vorschleifen - Drehzahl 60.000 - 225.000 U/min.
- ohne Farbe - Standard - Formschleifen - Drehzahl 60.000 - 225.000 U/min.
- rot - fein - Feinschleifen - Drehzahl 20.000 - 100.000 U/min.
- Kronenpräparation