

Cavitron® Plus

Stück inklusive Fußanlasser, Zubehör



Artikelnr.: 52122
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 3.6 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 310 mm
Länge: 320 mm

€ 3.621,68

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschall-Scaler inklusive Fußanlasser, Handstück und Instrumenteneinsatz 30 kHz FSI-SLI 1000

Ultraschall-Scaler mit SPS-Technologie für die effektive supra- und subgingivale Belagentfernung.

- Tap-On Technologie: Aktivierung von Scaler per kabellosem Funk - Fußschalter (Ein-/Ausschalten nur durch Antippen)
- Turbo-Funktion ermöglicht konstant 25 % mehr Leistung im Ultraschallbereich
- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- Für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Erweiterte „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Optimiertes Bedienzentrum für alle Funktionen
- Spülmodus zur Taschenreinigung ohne Ultraschall
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen durch Ergänzung mit dem Dual-Select Spendersystem
- Kabelloser 360° Fußschalter
- Abnehmbares Steri-Mate-Handstück, autoklavierbar (REF 455 070)