

Cavitron® Jet Plus

Stück inklusive Fußanlasser, Zubehör



Artikelnr.: 52123

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 5.83 kg

Höhe: 360 mm

Breite: 300 mm

Länge: 340 mm

€ 6.669,60

Zzgl. MwSt.

Stück Kombigerät inklusive Fußanlasser, Handstück, Air Polishing-Einsatz, Instrumentensatz 30 kHz Slimline 1000, Flasche Prophy Jet Pulver, Flasche Jet Fresh Pulver

Ultraschall-Scaler und Air Polishing Kombinationsgerät für eine Prophylaxe- und Parobehandlung.

- Tap-On Technologie: Aktivierung von Scaler und Air Polishing per kabellosem Funk - Fußschalter (Ein-/Ausschalten nur durch Antippen)
- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Erweiterte „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Prophy – Modus: Automatikzyklen ermöglichen automatischen Wechsel von Pulverwasserstrahl und Spülen, während sich der Fußschalter im Tap - On - Modus befindet
- Getrennte Zuleitung von Reinigungspulver und Wasser bis zur Austrittsöffnung der Pulverstrahldüse
- Exakte Dosierung der Pulvermenge am Deckel der Pulverkammer
- Spülmodus zur Taschenreinigung ohne Ultraschall
- Gerätereinigungsfunktion
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen durch Ergänzung mit dem Dual-Select Spendersystem (REF 455 077)
- Kabelloser 360° Funk-Fußschalter
- Abnehmbares 330° drehbares JET-Mate-Handstück, autoklavierbar (REF 455 069)