



Vitrebond™ Plus

Introkit



Artikelnr.: 52235
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.122 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 74 mm
Länge: 235 mm

€ 125,27

Zzgl. MwSt.

Introkit 10 g Clicker, 1 Anmischblock

3M™ Vitrebond™ Plus Lichthärtendes Glasionomer-Unterfüllungsmaterial ist ein Zwei-Komponenten Pasten-System zum exakten Applizieren im 3M™ Clicker™ Dispenser.

- Schnelleres, leichteres Anmischen und Applizieren bei exakter reproduzierbarer Dosis aus dem 3M™ Clicker™ Dispenser
- Geringes Microleakage, vergleichbar mit dem bisherigen 3M™ Vitrebond™ Unterfüllungsmaterial
- Reduziertes Risiko von postoperativen Sensitivitäten

- Als Kavitätenunterfütterung unter Komposit-, Amalgam-, Metall- und Keramikrestorationen