



Medicom® SafeSeal® Quattro Sterilisationstüten

Packung 200 Stück 57 x 102 mm



Artikelnr.: 52242

Hersteller: Medicom GmbH

Gewicht: 0.204 kg

Höhe: 68 mm

Breite: 67 mm

Länge: 143 mm

€ 13,42

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Beutel 57 x 102 mm

Flache, selbstklebende Beutel für die Dampf- und Gassterilisation mit Innen- und Außenindikatoren. Ausgestattet mit breitem Klebeband für sicheren Verschluss und zuverlässige Abdichtung. Die reißfeste, transparente Mehrschichtfolie aus Polypropylen/Polyethylen ist blau eingefärbt und erleichtert sowohl die Sicht auf die Instrumente als auch das Erkennen von Einstichen oder Rissen in der Folie.

- **Beschaffenheit** - Sichert die Sterilität des Inhalts
- **Durchlässigkeit** - Ermöglicht das Eindringen von Dampf
- **Drapierbarkeit** - Passt sich den Konturen des Inhaltes gleichmäßig an
- **Durchstichfestigkeit** - Vermeidet Defekte durch scharfe Instrumente
- **Reißfestigkeit** - Verhindert das Zerreißen
- **Transparenz** - Macht den Inhalt sichtbar und lässt Perforationen erkennen