



Polisoft A

Packung 50 Stück Rad, Stärke 3 mm, Ø 22 mm



Artikelnr.: 52499
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.082 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 50 mm
Länge: 105 mm

€ 26,85

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Polierer Rad, 3 mm, Ø 22 mm

Für weiche Politur und kräftiges Glätten bei härteren Legierungen. Optimale Alternative zu Gummi- und Silikonpolierern durch höhere Effektivität. Vor dem Oberflächenfinish werden Schleifspuren geglättet. Hohe Standzeit.

- Geringe Staub- und Geruchsentwicklung
- Erzeugt matten Glanz und eine dichte Oberfläche
- Max. Drehzahl 15.000 U/min.