



Xantopren® L blue

Tube 140 ml



Artikelnr.: 52512
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.27 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 57 mm
Länge: 196 mm

€ 22,58

Zzgl. MwSt.

Tube 140 ml

Kondensationsvernetzendes Korrekturmaterial, dünnfließende Konsistenz.

- Doppelmischtechnik (mit Optosil Comfort oder P plus)
- Sandwichabformung (mit Optosil Comfort)
- Doppelmischtechnik (mit Xantopren H)